

Testsystem holt Belege aus Squeeze ab

Ein Testsystem, das mit derselben SQUEEZE-Instanz verbunden ist wie das Produktivsystem – zum Beispiel weil es als Kopie der Produktion angelegt wurde –, holt dort ebenfalls Belege ab.

Ein abgeholter Beleg wird in SQUEEZE als verarbeitet markiert. Belege, die das Testsystem abholt, fehlen danach im Produktivsystem.

SQUEEZE im Testsystem deaktivieren

Soll das Testsystem gar nicht mit SQUEEZE kommunizieren, deaktivieren Sie SQUEEZE dort:

1. Öffnen Sie im Testsystem die Seite [Squeeze Einrichtung](#).
2. Entfernen Sie den Haken im Feld **Aktiviert**.

Gleichwertig ist das Feld **Aktiv** bei der App DEXPRO SQUEEZE im Bereich **DEXPRO Apps** der Seite **Core Einrichtung**. Beide Felder werden miteinander abgeglichen.

Danach holt das Testsystem keine Belege mehr ab – weder über die Aufgabenwarteschlange noch über die Aktion **Belege jetzt herunterladen**. Wird die Aktion trotzdem ausgeführt, erscheint die Meldung **App DEXPRO SQUEEZE ist nicht aktiviert**.

Alle Funktionen, die SQUEEZE aufrufen, stehen im Testsystem dann nicht zur Verfügung. Da die Einrichtung bei jeder neuen Kopie der Produktion mitkopiert wird, ist SQUEEZE danach wieder aktiviert. Wiederholen Sie die Deaktivierung deshalb nach jeder Kopie – oder lassen Sie sie automatisch erledigen (siehe nächster Abschnitt).

Automatisch oder nur für bestimmte Belege

Soll das Testsystem das Abholen selbst erkennen und unterbinden, oder sollen nur bestimmte Belege zurückgehalten werden, kann ein Entwickler das ab SQUEEZE Version 2.54.0.0 über zwei Integration Events umsetzen. Beschreibung und Beispiel: [Events vor dem Abholen und Anlegen von SQUEEZE-Belegen](#).